


PL



SPRING-UP

Ref: TO4104 - 4104P

Dynamiczna orteza na opadającą stopę

OPIS

Dynamiczny podciąg na opadającą stopę oraz drobne patologie z tym związane. Łatwy w noszeniu, doskonałe dopasowanie, wykonany w 100% z oddychającego materiału 3D, zapewnia odpowiednie wsparcie w codziennych czynnościach. Podciąg składa się z: podstawowego zestawu wkładki, do zamocowania między językiem a sznurówkami w obuwiu. Dodatkowa opaska srodstopia do chodzenia bez obuwia. (TO4104P) Jest dostępna osobno.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

TO4140
100% oddychająca tkanina 3D.
Zapięcie na rzep.
Przeźroczysta wkładka z tworzywa szlucznego, umieszczona między sznurówkami i językiem w obuwiu idealnie się do niego dopasowuje.

TO4140P
100% oddychająca tkanina 3D.
Zapięcie na rzep.
Łatwa wymiana za pomocą haczyka / sprzączki.

PRZEWNIACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, których celem jest korygowanie wad postawy lub stabilizacji kończyn.

WSKAZANIA

Opadająca stopa - drobna spastyczność.

ZALOZENIE

1. Oddziel przeźroczystą wkładkę od opaski na łydkę, naciągając złącze klamry.
2. Zamocuj opaskę nad kostką, utrzymując zapięcie na rzepu z przodu i zaczep na klamrę.
3. Włóż przeźroczystą wkładkę między obuwiem na język i zwiąż sznurówki. Najcięższą jest siła wsparcia. Upewnij się, że gumka jest skierowana w stronę samej kostki. (Dla TO4104P): zamieść wkładkę plastikową wkładkę do buta, zapnij pasek za przednią częścią stopy, utrzymując rzep w górze i gumkę prosto do kostki.
4. Połącz dwa elementy za pomocą zaczepu klamry.



tenortho

Get back in action

Via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)
Italy

✉ info@tenortho.com
☎ +39 039 8943960

tenortho.com



tenortho

PL



SPRING-UP

Ref. TO4104 - 4104P

Dynamiczna orteza na opadającej stopie

LUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonywane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kolnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy leżawkowe, gorsety, ortozy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kolnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MC - TENOMAC) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapożnaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń sznury i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z Technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do śmietnika.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwości najbezpieczniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficio tecnico@tenortho.com. Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopedę. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do śmietnika. Produkt należy użytkować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązującymi w gminie i/lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA

Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstały w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okazały się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojmia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak nieprawidłowe czyszczenie) lub użycie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym użytkowaniem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.



Przed użyciem w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarnie



Nie prasować



Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001:2015 i ISO 13485: 2016



Producent



Artykuł nr.



Numer LOT



wyrob medyczny