


INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

				
Nazwa wyrobu	Pediatria orteza stopowo – goleniowa			
REF	PED-OSS1			
Opis wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> • Wyrób jest dedykowany dla nieprofesjonalnego użytkownika • Konstrukcja wykonana z lekkiego, trwałego plastiku, • Bujana podeszwa wykonana z gumy, • Poduszka wewnętrzna podeszwy jest wykonana z nietoksycznego materiału • Uchwyty mocowane na miejscu za pomocą Velcro® zapewniają pewny chwyt na wyściółce, • Wyściółka wykonana jest z miękkiej, podwójnie wyścielanej pianki 			
Rozmiary	Rozmiar	M	L	XL
	Rozmiar buta	23/25	26/28	29/31
Wskazania do stosowania	<ul style="list-style-type: none"> • Konserwatywne leczenie złamań w okolicy kostek, • Ciężkie zwichnięcia (3 stopnie), • Faza pooperacyjna po osteosyntezie kostki, • Złamania, stabilizacja urazów więzadła kostki, • Zapalenia Achillesa, • Złamania kości piszczelowej 			
Przeciwwskazania	<ul style="list-style-type: none"> • Otwarte złamania • Przerwania ciągłości skóry w miejscu zakładania • Nowotwory kości i skóry • Uczulenie na materiał z jakiego wyrób jest wykonany 			
Stosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Otwórz wszystkie paski, tymczasowo zapnij je na siebie. Wymij wyściółkę z wnętrza plastikowej osłony. • Otwórz wyściółkę i załóż na kontuzjowaną nogę tak aby pięta była dobrze dopasowana, zapnij na rzepy Velcro. • Włóż but na nogę. • Dopasuj but tak, aby szyna była w pozycji pionowej i na środku stawu skokowego. Zamknij rzepy, począwszy od tych znajdujących się najbliżej palców, kierując się w górę. 			
Środki ostrożności	<ul style="list-style-type: none"> • Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem wyrobu medycznego. • W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. • Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. • Upewnij się, że nacisk ortozy na cało pacjenta nie powoduje opuchlizny lub obrzmienia. • W razie wątpliwości co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. 			
Sposób czyszczenia i konserwacji	<ul style="list-style-type: none"> • Prać ręcznie do 30 ° C (oddzielić elementy plastikowe) • Nie prasować • Nie czyścić chemicznie • Nie używać wybielaczy • Nie wirować • Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie. • Susz z dala od silnych źródeł ciepła. 			
Gwarancja	Wyrób jest objęty dwuletnią gwarancją.			



ORTHO24 Sp. z o.o.
 ul. 75 Pułku Piechoty 1,
 41-500 Chorzów, Polska
 info@ortho24.pl
 Tel: +48 730-000-417

