



AGILOMB

Ref. TO1106

Gorset mięśniowo-szkieletowy, krzyżowo-biodrowy

OPIS

Najnowsza generacja ortopedycznego zabezpieczenia medycznego, unikatowego w swojej kategorii. Innowacyjny design, konstrukcja wykonana z tkaniny C6Tex z włóknem węglowym (wyłącznie Tenortho), elastyczny i w 100% oddychający. Gorset gwarantuje doskonałe dopasowanie i jednocześnie stabilność kręgosłupa. Elastyczne paski są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić łatwą i kontrolowaną przyczepność, dzięki czemu gorset jest niezbędny przy kontrolowaniu drobnych patologii związanych z obszarami lędźwiowo-krzyżowymi. Łatwy w noszeniu, świetnie dopasowany, zapewnia prawidłowe podparcie pleców oraz dobre samopoczucie i komfort podczas codziennych czynności.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Tkanina C6Tex, antystatyczna (specjalne włókna absorbują i rozpraszają ładunki elektryczne)
- Oddychająca i termoregulująca, bakteriostatyczna i hipoalergiczna, wspomaga przepływ krwi i dotlenienie komórkowe, minimalizując stężenie kwasu mlekowego.
- Przedni system zapinania na rzepy. Elastyczne paski zastosowane w części grzbietowej w celu uzyskania odpowiedniego ucisku. Okolica lędźwiowa podparta jest regulowanymi fiszbinami wewnątrz gorsetu. Okolice brzucha podtrzymują skośne, spiralne odciągi.
- Wysokość z przodu: 13 cm, z tyłu: 20 cm.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczna i nieinwazyjna korekcja wad postawy

WSKAZANIA

- Nadmierny wysiłek podczas zgięcia i skrętu
- Poporodowa trudna zmiana ustawienia miednicy
- wsparcie pooperacyjne
- nieprawidłowa postawa
- artroza
- niestabilność stawów
- sztywność stawów
- bóle mięśni i ścięgna w okolicy miednicy
- niestabilność pierścienia miednicy
- choroba strukturalna po zespoleniu kręgosłupa lędźwiowego
- profilaktyka nawrotów bloku stawowego i miotendinopatii
- pęknięcie spojenia łonowego
- łagodzenie bólu spowodowanego długotrwałym przyjmowaniem pozycji siedzącej lub stojącej.

ZAŁOŻENIE

Nie nosić ortozy bezpośrednio na skórze.

1. Całkowicie otwórz gorset, trzymając pętlę na kciuk do góry.
2. Przednia strona wykonana z 3 rzepów (1 większy na brzuch, 2 skośne mniejsze na bokach).
3. Najpierw wyreguluj paski na rzepy, mocując je na bocznych ukośnych rzepach
4. Załóż gorset i zapnij wduży brzuszny rzep⁹ tylko na tyle, aby go odpowiednio ustabilizować.
5. Złap paski z rzepami i pociągnij je, aż dotrzesz do dużego brzuszego rzepa i zapnij je w centralnej części.
6. Aby zapewnić prawidłowe ułożenie, upewnij się, że tylna i dolna krawędź gorsetu znajduje się w połowie pośladka.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho

AGILOMB

Ref. TO1106

Gorset mięśniowo-szkieletowy, krzyżowo-biodrowy



ŁUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortezy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficiotecnico@tenortho.com

Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązującymi w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA


Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojnia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.




Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce



Nie prasować



Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF

Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny