

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO



Podpiętki do buta ortopedycznego, REF POD-01 wersja (lewe, prawe)

Opis i działanie:

Zestaw zawiera pięć klinów dostępnych w wersji Lewa oraz Prawa.

W zależności od wskazań lekarza używamy wybrane podpiętki podkładając je pod piętę. Dzięki czemu odciążamy ścięgno Achillesa. Dla buta w wersji SHORT (krótkiej) używamy zestaw trzech środkowych podpiętek. Dla buta wysokiego trzy ostatnie.

Podpiętki są dedykowane dla wyrobów produkowanych przez ORTHO24:

- Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS1
- Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS1K
- Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS3
- Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS3K
- Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS4
- Orteza Stopowo-Goleniowa Ref: OSS4K

Wskazania do stosowania:

- Terapia pooperacyjna
- Leczenie zachowawcze ostrego uszkodzenia (zerwania) ścięgna Achillesa
- Pooperacyjne unieruchomienie ścięgna Achillesa (rekonstrukcja Achillesa)



Wskazania: Powinny być wyjaśnione przez rehabilitanta / fizjoterapeutę

Przeciwwskazania: Brak

Umiejscowienie i sposób doboru zestawu podpiętek:

1. Oderwać zabezpieczenie od taśmy klejącej i przykleić klin do podeszwy wewnętrznej buta.
2. Usunąć zabezpieczenie taśmy klejącej od kolejnych klinów i nakładać kliny na siebie wg odpowiednich zaleceń
3. Ilość klinów jest zależna od kąta jaki chcemy osiągnąć. Kąty możliwe do osiągnięcia:

1 klin - 10°	2 kliny - 16°	3 kliny - 22°	4 kliny - 28°	5 klinów - 30°
--------------	---------------	---------------	---------------	----------------



Kliny w czasie procesu leczenia ujmujemy wg zaleceń lekarza specjalisty
Procedura dobierania odpowiedniego kąta w celu odciążenia ścięgna Achillesa w kolejnych etapach procesu leczenia powinna być zalecona przez lekarza specjalistę.
Zaleca się każdorazową zmianę kąta poprzedzić konsultacją u specjalisty.

Środki ostrożności



Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez wyrób nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody założenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą.

Nie jest wskazane używać wyrobu w sąsiedztwie otwartych płomieni

Instrukcja czyszczenia: Do czyszczenia należy używać łagodnego mydła i wody. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Gwarancja: Gwarancja może zostać przyznana, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji przez jednego pacjenta.



ORTHO24 Sp. z o.o.
ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska
info@ortho24.pl
Tel: +48 730-000-417