

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Orteza na ramię i bark – kamizelka Model: OBR4

Rozmiar:

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód klatki piersiowej	<70	70-80	80-90	90-120	120<

Materiały, z których jest wykonana orteza

- pianka 40%; - Poliester 35 %; - Bawełna 25 %

Cechy charakterystyczne:

Stabilizuje ramię w zadanej pozycji w celu unieruchomienia barku – ramienia po złamaniach, wspomaga nie tylko leczenie urazów samego barku, ale także urazów obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego. Unieruchamia kończynę górną do pozycji przywiedzenia.

Wskazania:

- Opieka pooperacyjna złamań kości ramiennej i interwencji z powodu zwknięcia lub przemieszczenia barku
- Złamania barku
- Zwknięcia stawu ramiennego
- Zniekształcenia barku
- Stany zapalne lub zwyrodnieniowe oraz zwknięcia stawu barkowo-obończykowego lub mostkowo-obończykowego.

Przeciwwskazania: Aktualnie nieznane

Pierwsze założenie i odpowiednie dopasowanie przez technika ortopedę:

1. Upewnij się czy dobrano właściwy rozmiar.
2. Nasuń ortezę na ramię do końca.
3. Opasaj klatkę piersiową w około.
4. Wsuń przedramię kontuzjowanego barku w kieszeń, i dociągnij rzepem w celu unieruchomienia.
5. Zapnij pasek podtrzymujący dłoń oraz pasek przy łokciu.
Przedramię powinno być unieruchomione poziomo, równoległe do ziemi.

Środki ostrożności



Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać urządzenia w sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego.

Ostrzeżenia

Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem urządzenia stosownie z indywidualnymi potrzebami. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienia lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

Konserwacja

- | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|
| Prać ręcznie do 30 ° C | Nie prasować | Nie czyścić chemicznie |
| Nie używać wybielaczy | Nie wirować | |
- Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie.
 - Susz z dala od silnych źródeł ciepła.
 - Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach.



ORTHO24 Sp. z o.o., ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska info@ortho24.pl Tel: +48 730-000-417



Data wydania: marzec 2022