

Ref: T01104 Wysoka orteza lędźwiowa

AGILOMB LUMBAR

LUNOŚĆ I ORGANIZACJA W UŻYCIU

Urządzenie Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać dzialanie macicy u kobiet w ciąży (kobiety ze stabilizatorami moskietowo-gzbielcowymi), pasy lędźwiowe, gorsety, ortesy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną wagę i dodatkową ocenę lekarzka należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciąganie, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (T01308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jest to metalowe, usztywnione ramy przed parciem. Pierwsze urządzenie w cieplej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródła ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA


Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NAPÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwości najeffectywniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres urfficialtechnico@tenortho.com Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
 Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016

Producent REF Artkuł nr. LOT Numer LOT Wyrob medyczny MD



GWARANCJA
 Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstały w ciągu 6 (szesn) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostały przekazane niezwłocznie, a w przypadku uszkodzenia Produktów, które nastąpiły z winy użytkownika lub w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności wytwórcy, nie obejmują żadnych wad lub uszkodzeń powstałych w naprawie lub wymianach. Wady zgodności, a tym samym objęte tą samą gwarancją przez 6 (szesn) miesięcy od dnia wymienia lub naprawione w ramach gwarancji będą co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą w przypadku wątpliwości. W przypadku części ciała, która jest zraniona lub opuchnięta, w przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NAPÓR ZDROWOTNY
 W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwości najeffectywniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres urfficialtechnico@tenortho.com Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA
 Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technik ortopedę, który jest kompetentną osobą odpowiedzialną za jego przeznaczenie (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać dzialanie macicy u kobiet w ciąży (kobiety ze stabilizatorami moskietowo-gzbielcowymi), pasy lędźwiowe, gorsety, ortesy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną wagę i dodatkową ocenę lekarzka należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciąganie, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (T01308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

SPRZEDAŻ
 Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obojętnych w gminie / lub stanie. Produkt nie służy jako zanieczyszczenia.

GWARANCJA
 Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstały w ciągu 6 (szesn) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostały przekazane niezwłocznie, a w przypadku uszkodzenia Produktów, które nastąpiły z winy użytkownika lub w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności wytwórcy, nie obejmują żadnych wad lub uszkodzeń powstałych w naprawie lub wymianach. Wady zgodności, a tym samym objęte tą samą gwarancją przez 6 (szesn) miesięcy od dnia wymienia lub naprawione w ramach gwarancji będą co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą w przypadku wątpliwości. W przypadku części ciała, która jest zraniona lub opuchnięta, w przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.



Ref. TO1104 Wysoka orteza lędźwia

AGILOMB LUMBAR

OPIS

Nowoczesny gorset medyczo-ortopedyczny o innowacyjnym wyglądzie, wykonany z materiału "Resistex". Oddychająca i termoregulacyjna, bakteriostatyczna i hipoalergiczna tkanina, wspomaga przepływ krwi i dotlenienie komórek, minimalizując stężenie kwasu mlekowego podczas aktywności fizycznej. Elastyczna tkanina, kontrolowana drabna sprawa, ze kontrastem jest kontrolowane drabnej patologii w obszarze lumbal i lumbosacral. Łatwe w noszeniu, doskonałe dopasowanie, zapewnia odpowiednie podparcie pleców, zapewniając dobre samopoczucie i ulgę podczas codziennej aktywności.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Połączona tkanina "Resistex", Antystatyczna (specjalne włókna pochłaniają i rozpraszają ładunki elektryczne). Oddychający i termoregulacyjny, bakteriostatyczny i hipoalergiczny, materiał wspomaga przepływ krwi i dotlenienie komórek, minimalizując stężenie kwasu mlekowego. System zapinania na rzep. Tył elastycznych, wzmacnionych fiszbin w celu uzyskania dopasowanego naskiu. Powierzchnia lędźwiowo-grzbietowa jest podtrzymywana przez regulowane wzmacnienia ukosne spiralne fiszbiny.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, których celem jest korygowanie wad postawy lub stabilizacji kończyn.

WSKAZANIA

Ból lędźwiowy • statyczny ból lędźwiowy • łagodne urazy prowadzenia samochodu • przykurcze mięśni • Łagodne urazy regionu lędźwiowo-krzyżowego • choroba zwyrodnieniowa • dyskopatie • rwa kulszowa

ZALOZENIE

1. Ostrożnie wyjmij gorset z opakowania i otwórz klamrę, trzymając pięć na kciuk do góry.
2. Obszar przedni wykonany jest z trzech rzepów (jeden brzuszy, "duży" i dwa ukosne i boczne, "mały").
3. Najpierw przyłóż rzepy ukosne do rzepów bocznych.
4. Zażół szelki i zamknij "duży" pasek na rzep brzucha, aby zapewnić odpowiedni stopień wsparcia.
5. Zapnij pasy na rzepy, ciągnąc je aż do "dużego" rzepu brzusznego, a następnie przyłóż je w środku.
6. Upewnij się, że usztywnienie jest prawidłowo ustawione, sprawdzając, czy tylna dolna krawędź jest umieszczona w polowie pośladka.



Via Trento e Trieste, 100
20853 Blassano (MB)
Italy
tenorho.com

Info@tenorho.com
+39 039 8943960
tenorho

